

【JB-GUARD】Maternity & Baby 濃度250ppm / 250mℓ

高藤式『安定化二酸化塩素』

提言：2020年9月30日

効果の目安	原液濃度	内容量
中レベル除菌	250ppm 中濃度	250mℓ

本製品は、中濃度の除菌液剤です。原液のままでも、用途に合わせて水で薄めても使用できます。

薄める際の水の量は下の表を参考にしてください。

【参考 希釈表】

↓ ↓ 原液100ml に対して加える水の量を表しています

①効果の目安	②希釈濃度	③原液	④加える水の量	⑤加水後の液剤の量	⑥希釈倍率	⑦参考用途
除菌、滅菌	200ppm	100mℓ	20mℓ	120mℓ	1.2	ベビーカー、哺乳瓶、子供服、おもちゃ、ベビーベッド、その他身の回り品などの除菌
	150ppm 低中濃度		60mℓ	160mℓ	1.6	手の除菌、部屋での一時噴霧
滅菌	100ppm		150mℓ	250mℓ	2.5	部屋での 都度噴霧
	50ppm 低濃度		400mℓ	500mℓ	5.0	加湿器混入〔間欠噴霧〕
	30ppm		750mℓ	850mℓ	8.5	加湿器混入〔常時噴霧〕

※希釈表の数値は目安です。厳密な軽量でなくても効果に大きな影響はありません。

例：150ppmの濃度の希釈液を作る～

- ステップ 1> 表 ③「原液」のとおり、原液 100ml を計量カップ(Ⅰ)に入れる。  
 ステップ 2> 表 ②「希釈濃度」 150ppmと同じ段の右列 ④「加える水の量」のとおり、水 60mlを計量カップ(Ⅱ)に入れる。  
 ステップ 3> 用意した小分け容器(スプレーボトル等)に計量カップ(Ⅰ)(Ⅱ)をそれぞれ入れ、軽く混ぜる。

→濃度150ppm 200ml (原液100mℓ + 水60mℓ) の液剤ができる。

※本製品は、直射日光の当たらない振動のない場所で保管してください。  
 ※ 開封後の原液濃度250ppmの 持続期間は約6ヶ月間です。濃度は徐々に低下します。  
 ※希釈してつくった溶液の濃度の持続期間は約1か月です。濃度は徐々に低下します。

【ご使用例】

- ・マスク殺菌 (使い捨てが不要になります)
- ・手、服やハンカチーフなどに吹きかける
- ・使用後のまな板に吹きかけ、数分後に洗い流す
- ・体臭などが気になる時に、患部へ吹きかける
- ・外出後、家や会社に帰って、衣服に吹きかける
- ・室内に噴霧する
- ・生ごみなど、臭いの気になる所に吹きかける
- ・キッチンの三角コーナーなどに吹きかける
- ・ペットの服やトイレに吹きかける
- ・エアコンの吹き出し口に吹きかける
- ・音波型加湿器に入れ噴霧する (低濃度)